

Ultrasuoni per l'imaging muscoloscheletrico



GE HealthCare

# Versana Premier™

Facilità d'uso. Facilità di apprendimento. Facilità di diagnosi.



**Alcune innovazioni risultano fin da subito così naturali da farti chiedere come hai fatto a vivere senza.**

Versana Premier è destinato ad essere utilizzato in ospedali e cliniche. L'utilizzo è limitato ai contesti descritti nel manuale d'uso.



# Versana Premier

**Facilità d'uso. Facilità di apprendimento.  
Facilità di diagnosi.**

Investire in un nuovo sistema ecografico e implementarlo nella pratica clinica è una decisione importante e complessa. Versana Premier è un sistema ecografico che i medici apprezzeranno fin da subito per la semplicità d'uso e le funzionalità avanzate che permettono di fornire assistenza di qualità ad un'ampia gamma di pazienti ogni giorno.

Facile e intuitivo, con Versana Premier i medici possono diagnosticare con facilità e sicurezza un'ampia gamma di condizioni dei pazienti. Che tu lavori in un centro per la salute delle donne, in uno studio di medicina generale, in un ambulatorio o in un'altra struttura che offre assistenza ostetrica/ginecologica, puoi fare affidamento a Versana Premier, un sistema ecografico intuitivo, progettato per dare più autonomia ai medici, migliorare l'efficienza e fornire assistenza ottimale, il tutto pensando a migliorare la produttività senza sforzi.

# Facilità d'uso

Dal design agli strumenti automatizzati, fino all'affidabilità del servizio e del supporto, Versana Premier offre un'esperienza utente semplice e intuitiva.

## Trasforma il flusso di lavoro e accelera gli esami con funzionalità avanzate e intuitive

 Un flusso di lavoro fino al 38% più rapido con le **funzionalità cliniche di Whizz**, che permettono di risparmiare tempo e semplificano il flusso di lavoro<sup>1</sup>

 Crea i tuoi modelli con **Whizz Report** e importa e visualizza le linee guida cliniche come riferimento durante gli esami con **Whizz Notes**

 Usa le nuove funzionalità della console, come **Assistant**, che si adatta perfettamente alla tua routine quotidiana

## Design e funzionalità avanzati per semplificare le attività operative e soddisfare le esigenze della clinica e dei pazienti

 Sposta con facilità il tuo sistema dove ne hai bisogno grazie al design portatile che offre aggiornamenti ergonomici avanzati, una migliore gestione degli accessori e la possibilità dell'alimentazione a batteria



# Facilità di apprendimento

Versana Premier offre un'ampia gamma di risorse cliniche e didattiche per aiutare te e il tuo personale a conoscere il sistema a fondo e rapidamente, ampliare le funzionalità di esame e dedicare più tempo ai pazienti.

Un solido supporto per l'apprendimento, strumenti avanzati e un'assistenza affidabile creano una soluzione completa per le esigenze degli utenti sia ora che in futuro



Completamente supportato da GE HealthCare per la formazione e l'assistenza con *Versana Club, My Trainer* e *eDelivery*



1 — Ottimizza l'efficienza e forma i nuovi utenti con strumenti integrati di riferimento e guida, tra cui *Scan Assistant, Scan Coach* disponibile adesso per le applicazioni *muscoloscheletriche* e *Scan Coach con commenti vocali*



Il supporto integrato di *My Trainer* fornisce aiuto durante la configurazione, l'utilizzo, la pulizia e la manutenzione del sistema ecografico Versana, per consentirti di iniziare a utilizzarlo rapidamente



Ottieni informazioni di riferimento in tempo reale per individuare il piano di scansione desiderato con *Scan Coach, disponibile adesso per le applicazioni muscoloscheletriche*, tra cui illustrazioni e animazioni 3D che mostrano l'anatomia d'interesse, il posizionamento consigliato della sonda e immagini di riferimento che mostrano in che modo l'immagine può essere visualizzata sullo schermo



# Facilità di diagnosi

Sviluppato sull'*architettura VisionBoost*, Versana Premier è progettato per fornire imaging e strumenti ottimali necessari per eseguire un'ampia gamma di esami ecografici dell'apparato muscoloscheletrico, affinché gli utenti possano prendere decisioni accurate e formulare una diagnosi con la massima facilità.

## Acquisisci immagini eccezionali con funzionalità cliniche avanzate per gestire casi complessi dell'apparato muscoloscheletrico

 Ottimizza le immagini durante la scansione con le funzionalità cliniche di *Whizz* e migliora facilmente il Doppler a colori con *Whizz Color Flow*

 Ottieni ulteriori informazioni cliniche sulla rigidità relativa dei tessuti con *Strain Elastography*

 Alterna tra Smooth Mode e Sharp Mode per visualizzare gli elementi dell'immagine come preferisci con *Whizz Easy Style*

 Valuta l'eventuale presenza di infiammazione o neoplasie dei tessuti molli con *B-Flow*, *B-Flow Color* e *Power Doppler Imaging*

 Utilizza un'ampia gamma di trasduttori, tra cui il nuovo *L4-20t-RS*, che produce immagini ad alta risoluzione per diverse specialità cliniche e aree di cura

## Migliora la visualizzazione e il controllo delle modifiche delle immagini per aumentare la sicurezza diagnostica

 *Virtual Convex* consente di ampliare il campo visivo nel campo lontano, mentre *LOGIQView* permette di eseguire l'imaging panoramico spostando la sonda in senso longitudinale lungo una struttura

 Visualizza, valuta ed effettua misurazioni a schermo intero per la ROI selezionata con *V-Zoom*

 Adatta il guadagno e l'angolo dell'ago aggiungendo il *software di riconoscimento ago*, che fornisce una visualizzazione precisa e accurata dell'ago, dell'anatomia e del movimento


 Confronta senza difficoltà l'esame attuale e gli esami precedenti e tieni traccia dei progressi del trattamento con *Follow-Up Tool*



**Si adatta senza difficoltà a diverse condizioni ortopediche con un'ampia gamma di sonde\***

\* Le sonde potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi e le aree geografiche

## Ergonomia e aggiornamenti hardware




\* Da 21,96 a 39,51 decibel.  
Equivalente a Versana Premier V2

## Versana Premier


è un sistema ecografico intuitivo che migliora la produttività grazie a molteplici protocolli di esame, strumenti e applicazioni avanzate che semplificano i processi, così sarà più che mai facile offrire ogni giorno un'assistenza di qualità a un'ampia gamma di pazienti.




# Galleria di immagini




L4-20t-RS Nervo mediano




L4-20t-RS Tendine rotuleo con Virtual Convex




L8-18i-RS Nervo mediano con Follow-Up Fusion



12L-RS Tendine sovraspinato



12L-RS Tendine bicipite



L3-12-RS 1° compartimento del polso


# Facilità d'uso fin dal primo giorno

Un sistema ecografico che semplifica il lavoro per fornire ai pazienti assistenza di qualità

## Perfeziona le competenze ecografiche con Versana Club

Indipendentemente dal tuo livello di competenza, puoi imparare a utilizzare al meglio le possibilità offerte dal sistema Versana Premier iscrivendoti a Versana Club. Versana Club offre risorse che ti aiutano a sviluppare le tue competenze, interagire con gli altri e condividere le tue conoscenze in ambito ecografico. I vantaggi per gli iscritti includono:

- Condivisione delle immagini con colleghi di tutto il mondo
- Video tutorial online e altre offerte didattiche
- Informazioni su soluzioni di assistenza e prodotti Versana
- Articoli su ecografia e assistenza pazienti



Registrati subito all'indirizzo  
[www.versanaclub.net/emea/home](http://www.versanaclub.net/emea/home)

## Soluzioni personalizzate e percorso di crescita

Versana Premier si adatta alle tue esigenze attuali e future. Inizia con una console e un software di base e poi scegli tra i tanti aggiornamenti opzionali mano a mano che la tua struttura cresce

## Scopri la forza dei prodotti GE HealthCare

Il tuo team di assistenza è qualificato da GE HealthCare, ha una profonda esperienza ed è vicino a te.

- Supporto di esperti durante e dopo l'acquisto
- Formazione approfondita sul prodotto



Versana Essential™

Versana Premier™

Versana Balance™

Versana Active™





1. Studio sull'usabilità sponsorizzato da GE HealthCare condotto a dicembre 2022 utilizzando Whizz. JB24263XX

© 2024 GE HealthCare. Versana Active, Versana Essential, Versana Balance e Versana Premier sono marchi di GE HealthCare. GE è un marchio di General Electric Company utilizzato su licenza. JB01361AFG, JB03011IT

La disponibilità commerciale dei sistemi medici GE HealthCare è soggetta al rispetto dei requisiti locali in un determinato Paese o regione. Per maggiori informazioni, contattare un rappresentante GE HealthCare.

Destinato esclusivamente agli operatori sanitari.

Agosto 2024



GE HealthCare